

Перчатки смотровые виниловые SF Medical Products

ФСЗ 2010/07717

перчатки смотровые, винил, классические,
нестерильные, опудренные / неопудренные, толщина
в области пальца 0.05 мм, размер S / M / L, в упаковке
100 пар



SF Medical Products GmbH, Германия

Характеристики

Вид	смотровые
Материал	винил
Тип	классические
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные / неопудренные
Толщина в области пальца	0.05 мм
Длина	240 мм
Размеры	S / M / L
Количество в упаковке	100 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки смотровые виниловые SF Medical Products.

Виниловые перчатки используют для защиты при небольшом уровне опасности инфицирования или загрязнения. Обеспечивают высокую степень тактильной чувствительности, не содержат белков, вызывающих аллергические реакции.

Описание продукта:

- для одноразового использования;
- неанатомической формы (прямые пальцы);
- наличие валика на манжете;
- AQL 1.5;
- срок годности: 5 лет с даты производства;
- транспортная упаковка по 100, 200 штук;
- групповая упаковка по 12 штук;
- цвет: прозрачные.