

Перчатки хирургические латексные АЗРИ ПХ лс с удлиненной крагой

ФСР 2011/11532

перчатки хирургические, латекс, с длинной манжетой, нестерильные, опудренные, толщина в области пальца 0.32 мм, размер 6 / 7 / 8 / 9, в упаковке 20 пар

Армавирский завод резиновых изделий АО, Россия



Характеристики

Вид	хирургические
Материал	латекс
Тип	с длинной манжетой
Стерильность	нестерильные
Наличие пудры	опудренные
Толщина в области пальца	0.32 мм
Длина	380 мм
Размеры	6 / 7 / 8 / 9
Количество в упаковке	20 пар

Дополнительные характеристики

Перчатки хирургические латексные АЗРИ ПХ лс с удлиненной крагой:
Нестерильные, многократного применения, выдерживают 4 цикла обработки водным моющим раствором и стерилизацию в среде водяного пара.
Изготовлены из высококачественного натурального латекса.

Малоопудренные, с гладкой поверхностью, анатомической формы.
Перчатки резиновые предназначены для использования в акушерстве и гинекологии, урологии и других процедурах, где присутствует большое количество жидкости.
Мягкая, эластичная, но прочная латексная пленка и анатомическая форма делают перчатку надежной и удобной в работе.
Наличие венчика обеспечивает плотную фиксацию перчатки на руках медперсонала без сдавливания предплечья.
Специальная интенсивная технология отмывки перчатки обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов, снижает риск раздражения.

~~Количество в упаковке: 20 пар в коробке, 15 коробок в гофроящике.~~

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52

<https://xn--80aajbe5ajcy1b.xn--p1ai/promo>