

Перфоратор кожных трансплантатов ручной ПМР4-2

ФСР 2008/02425

толщина лоскута 0.1-1.5 мм, ширина лоскута 90 мм,
коэффициент пластики 1:2

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Толщина лоскута	0.1-1.5 мм
Ширина лоскута	90 мм
Коэффициент пластики	1:2
Размеры	190x160x80 мм
Срок эксплуатации	5 лет

Дополнительные характеристики

Длина обрабатываемого лоскута не ограничена. Перфораторы оснащены съемной гребенкой, выполненной в виде эксцентрических пластин на одной оси с ножами перфоратора, для обеспечения атравматического снятия трансплантата с ножей.