

Периметр компьютерный MS Westfalia Galaxy mini

ФСЗ 2010/07862

автоматический

MS Westfalia GmbH, Германия



Характеристики

Тип	автоматический
-----	----------------

Описание

Компьютерный периметр Galaxy mini - прибор первичной диагностики границ полей зрения при глаукоме и ряде других офтальмологических заболеваний. Позволяет провести статические и цветовые тесты с целью определить пороговую чувствительность сетчатки глаза. Периметр Galaxy mini подойдет для клиник с небольшим потоком пациентов, ограниченной площадью или поликлиник, где преобладают скрининговые обследования.

Тест-объекты по Goldmann:

- для проведения тестов используются стандартные стимулы III размера по Goldmann - наиболее оптимальный размер для всех категорий пациентов.

Мониторинг фиксации взгляда:

- метод Heijl Krakau;
- контроль фиксации в "слепом пятне";
- встроенная видеокамера;

звуковой сигнал при потере фиксации.

Набор тестов:

- тестирование центральной зоны: центр-60;
- тестирование полного поля зрения: 50-90;
- тестирование макулярной зоны: 0-104
- специальные тесты: Скотома, Квадранты;
- пороговые стратегии: полный порог, быстрый порог, автоматический порог, количественная стратегия.