

Пессарий акушерский разгружающий силиконовый Симург

РЗН 2017/5589

акушерский, трапециевидный, тип 1 (30×60 мм) / тип 2 (35×73 мм) / тип 3 (37×80 мм)

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	акушерский
Вид	трапециевидный
Размер	тип 1 (30×60 мм) / тип 2 (35×73 мм) / тип 3 (37×80 мм)

Дополнительные характеристики

Пессарий акушерский разгружающий силиконовый Симург предназначен для профилактики преждевременных родов при истмико-цервикальной недостаточности. Использование разгружающего пессария является эффективным нехирургическим методом коррекции ИЦН и профилактики невынашивания. Форма пессария обеспечивает надежную фиксацию изделия внутри влагалища и эффективное снижение давления на шейку матки.

Выбранный для изготовления пессариев медицинский силикон от немецкой компании Wacker Chemie AG:

- обеспечивает эластичность пессария, облегчая его установку;
- не вызывает при использовании болезненных ощущений и дискомфорта;
- абсолютно безопасен для организма матери и ребенка;
- снижает риск раздражающего воздействия на слизистую оболочку влагалища;
- уменьшает тени при трансвагинальном УЗИ-исследовании.

Пессарии выпускаются трёх модификаций:

- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый тип 1 (каталожный номер 220)
- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый тип 2 (каталожный номер 221)
- Пессарий акушерский разгружающий силиконовый тип 3 (каталожный номер 222)

Размеры и рекомендации по выбору

Выбор типа пессария зависит от индивидуальных анатомических особенностей женщины.

	Диаметр центрального отверстия	Ширина широкого основания	Высота	Количество родов через естественные родовые пути	Размер верхней трети влагалища
Тип 1	30 мм	58 мм	60 мм	0-1	55-65 мм
Тип 2	35 мм	73 мм	70 мм	1-2	66-75 мм
Тип 3	37 мм	80 мм	80 мм	2 и более	76-85 мм