

Пессарий силиконовый Симург чашечный

РЗН 2015/3493

урогинекологический, чашечный, 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	чашечный
Размер	55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 мм

Дополнительные характеристики

Пессарий силиконовый: чашечный из эластичного биологически инертного силикона имеет форму чаши с большим центральным отверстием. Используется для коррекции опущения стенок влагалища и матки легкой и средней степеней.

Чашечный пессарий обеспечивает надежную поддержку внутренних половых органов, прочно удерживается в сводах влагалища и исключает развитие осложнений, свойственных маточным кольцам.

Механизм действия

Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза. Это восстанавливает нормальные топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Размеры

Пессарий силиконовый: чашечный поставляется следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 мм.

Размер, мм	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Кат. номер	091	092	093	094	095	096	097	098	099

Выбор размера пессария осуществляется акушером-гинекологом индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациентки.