

Пессарий силиконовый Симург грибовидный

РЗН 2015/3493

урогинекологический, грибовидный , 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	грибовидный
Размер	50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 мм

Дополнительные характеристики

Пессарий силиконовый: грибовидный из эластичного биологически инертного силикона имеет форму чаши на ножке, на основании которой выполнено утолщение. Ножка пессария предназначена для его удержания максимально глубоко во влагалище.

Введенный глубоко во влагалище пессарий присасывается своей «шляпкой» к сводам и фиксирует матку в верхнем положении. «Ножка» пессария, упираясь в лонное сочленение, поддерживает всю конструкцию и препятствует ее выпадению из половых путей.

Показания для применения

Грибовидный пессарий предназначен для консервативного лечения опущения и выпадения влагалища и матки 3-4 степени, когда другие типы пессариев не эффективны.

Размеры

Пессарий силиконовый: грибовидный поставляется следующих размеров (наружный диаметр): 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм.

Размер, мм	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Кат. номер	163	164	165	166	167	168	169	170	171

Выбор размера пессария осуществляется акушером-гинекологом индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациентки.

! Не рекомендуется для длительного использования. Время непрерывного использования пессария грибовидного ограничено 6-12 часами. Возможна практика применения пессария только в период физической нагрузки (использование днем и удаление на ночь).