

Пессарий силиконовый Симург Ходжа

РЗН 2015/3493

урогинекологический, кольцевой, 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	кольцевой
Размер	55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 мм

Дополнительные характеристики

Пессарий силиконовый: Ходжа представляет собой кольцо из эластичного биологически инертного силикона, армированного деформируемым элементом. Это позволяет придавать изделию любую форму в зависимости от клинической ситуации.

Показания для применения

Конструкция пессария позволяет придавать изделию любую форму и применять пессарий Ходжа в ситуациях, когда анатомические особенности пациентки не позволяют применять другие пессарии. Наиболее часто используется при тяжелых степенях опущения стенок влагалища.

Механизм действия

Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. Это восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Размеры

Пессарий силиконовый: Ходжа поставляется следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и 95 мм.

Размер, мм	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Кат. номер	129	130	131	132	133	134	135	136	137

Выбор размера пессария осуществляется акушером-гинекологом индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациентки.