

Пессарий силиконовый Симург толстое кольцо

РЗН 2015/3493

урогинекологический, кольцевой, 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	кольцевой
Размер	50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 мм

Дополнительные характеристики

Пессарий силиконовый: кольцо толстое из эластичного биологически инертного силикона предназначен для консервативного лечения пролапса гениталий и коррекции опущения стенок влагалища и матки легкой и средней степеней.

Механизм действия

Пессарий устанавливается во влагалище и создает опору для органов малого таза. Это восстанавливает нормальные топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Размеры

Пессарий силиконовый: кольцо толстое поставляется следующих размеров (наружный диаметр): 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 мм.

Размер, мм	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Кат. номер	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090

Выбор размера пессария осуществляется акушером-гинекологом индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациентки.