

Пессарий силиконовый Симург кубический перфорированный

РЗН 2015/3493

урогинекологический, кубический, 25 / 29 / 32 / 37 / 41 / 45 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	кубический
Размер	25 / 29 / 32 / 37 / 41 / 45 мм

Дополнительные характеристики

Пессарий силиконовый: кубический перфорированный из эластичного биологически инертного силикона имеет форму куба с вогнутыми сторонами, на которых выполнены отверстия для оттока влагалищного отделяемого. Для удобства удаления снабжен нитью.

Механизм действия

Пессарий устанавливается во влагалище и создает дополнительную опору для органов малого таза. За счет формы граней пессария создаётся вакуумный эффект и обеспечивается дополнительная фиксация пессария во влагалище. Пессарий восстанавливает топографо-анатомические взаимоотношения между органами малого таза и устраняет/уменьшает проявления пролапса.

Показания для применения

Кубические пессарии применяются для коррекции выраженного пролапса гениталий, когда другие типы пессариев не эффективны.

Размеры

Пессарий силиконовый: кубический перфорированный поставляется следующих размеров: 25, 29, 32, 37, 41 и 45 мм.

Размер, мм	25	29	32	37	41	45
Кат. номер	157	158	159	160	161	162

Выбор размера пессария осуществляется акушером-гинекологом индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациентки.

! Кубический пессарий предназначен для кратковременного использования (не более 6-12 часов). Более часто пессарий устанавливается только на период физической активности (вводить на день, на ночь удалять).