

Комплект примерочных pessариев Симург

РЗН 2015/3493

урогинекологический, кольцевой, малые (50, 55, 60, 65 мм) / средние (65, 70, 75, 80 мм) / большие (85, 90, 95, 100 мм)

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	кольцевой
Размер	малые (50, 55, 60, 65 мм) / средние (65, 70, 75, 80 мм) / большие (85, 90, 95, 100 мм)

Дополнительные характеристики

Пессарии силиконовые примерочные, или кольца адаптации, предназначены для индивидуального подбора подходящего типа и размера гинекологического и урогинекологического пессария. Не предназначены для лечения. Изготовлены из эластичного биологически инертного силикона.

Размеры

Комплект примерочных пессариев состоит из 4-х пессариев силиконовых: кольцо разного диаметра.

- **Пессарии силиконовые примерочные малые:** кольца диаметром 50, 55, 60, 65 мм (кат. номер 172).
- **Пессарии силиконовые примерочные средние:** кольца диаметром 65, 70, 75, 80 мм (кат. номер 173).
- **Пессарии силиконовые примерочные большие:** кольца диаметром 85, 90, 95, 100 мм (кат. номер 174).

Выбор типа пессария зависит от анатомических особенностей пациентки, степени пролапса и наличия или отсутствия сопутствующих расстройств мочеиспускания. Подробнее с дальнейшим выбором пессария можно ознакомиться в Руководстве пользователя.