

Пессарий акушерский разгружающий Юнона

РЗН 2017/5589

акушерский, трапециевидный , тип 1 (30×60 мм) / тип 2 (35×73 мм) / тип 3 (37×80 мм)

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	акушерский
Вид	трапециевидный
Размер	тип 1 (30×60 мм) / тип 2 (35×73 мм) / тип 3 (37×80 мм)

Дополнительные характеристики

Разгружающий акушерский пессарий «Юнона» применяется в акушерстве для профилактики преждевременных родов при истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН). Позволяет избежать травмирующей хирургической коррекции ИЦН. Форма пессария обеспечивает надежную фиксацию изделия внутри влагалища и эффективное снижение давления на шейку матки.

Форма изделия

Разгружающий пессарий имеет форму трапеции со скругленными углами. Узкая сторона трапеции изделия упирается в лонное сочленение, широкая часть трапеции «охватывает» прямую кишку, не создавая проблем при дефекации. Имеется несколько функциональных отверстий: большое центральное отверстие для шейки матки и боковые для беспрепятственного оттока влагалищного секрета.

Материал: медицинский пластик. Обладает большей жесткостью по сравнению с силиконовым аналогом данного пессария.

Пессарии выпускаются трёх модификаций:

- Разгружающий акушерский пессарий «Юнона» тип 1 (каталожный номер 001)
- Разгружающий акушерский пессарий «Юнона» тип 2 (каталожный номер 002)
- Разгружающий акушерский пессарий «Юнона» тип 3 (каталожный номер 003)

Размеры и рекомендации по выбору

Выбор типа пессария зависит от индивидуальных анатомических особенностей женщины.

	Диаметр центрального отверстия	Ширина широкого основания	Высота	Количество родов через естественные родовые пути	Размер верхней трети влагалища
Тип 1	30 мм	58 мм	60 мм	0-1	55-65 мм
Тип 2	35 мм	73 мм	70 мм	1-2	66-75 мм
Тип 3	37 мм	80 мм	80 мм	2 и более	76-85 мм