

Пессарий силиконовый Симург чашечно-уретральный

РЗН 2015/3493

урогинекологический, чашечный, с леватором, 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 мм

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	урогинекологический
Вид	чашечный
Уретральный	Да
Размер	55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 мм

Дополнительные характеристики

Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный из эластичного биологически инертного силикона имеет форму чаши с утолщением овальной формы и большим центральным отверстием. Утолщение предназначено для дополнительной фиксации уретры.

Показания для применения

Чашечно-уретральный пессарий предназначен для консервативного лечения пролапса гениталий 2-3 степени, осложненного стрессовым недержанием мочи.

Механизм действия

В основе развития недержания мочи при пролапсе органов таза лежит смещением уретры в сторону опустившейся передней стенки влагалища, что влечет за собой искажение анатомических форм уретровезикального сегмента. Пессарий при недержании мочи призван выпрямлять мочеиспускательный канал, устранять опущение половых органов и задней стенки мочевого пузыря и тем самым ликвидировать основу для протечек мочи во время увеличения давления в брюшной полости.

Размеры

Пессарий силиконовый: чашечно-уретральный поставляется следующих размеров (наружный диаметр): 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм.

Размер, мм	55	60	65	70	75	80	85	90
Кат. номер	121	122	123	124	125	126	127	128

Выбор размера пессария осуществляется акушером-гинекологом индивидуально в зависимости от анатомических особенностей пациентки.