


Петля для полипэктомии AcuSnare с игольчатой вершушкой AS-1NT мягкая, одноразовая

РЗН 2014/1825

петля, овальная, диаметр канала 2.8 мм, размер
петли 2.5×5.5 см, длина 240 мм, размер по Шарье 7
СН, белый цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	овальная
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	2.5×5.5 см
Длина инструмента	240
Размер по Шарье	7 СН
Цветовой код	белый

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля AcuSnare с игольчатой вершушкой.
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в
стерильной упаковке, для одноразового применения.