


Петля для полипэктомии (овальная) AcuSnare ASJ-1 одноразовая

РЗН 2014/1825

петля, овальная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм,
размер петли 3.0×6.0 см , размер по Шарье 7 СН,
синий цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	овальная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	3.0×6.0 см
Размер по Шарье	7 СН
Цветовой код	синий

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля AcuSnare.
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.