


Петля для полипэктомии (овальная) AcuSnare SAS-1 мягкая, одноразовая

РЗН 2014/1825

петля, овальная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм, размер петли 2.5×5.5 см, длина 240 мм, размер по Шарье 7 СН, белый цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	овальная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	2.5×5.5 см
Длина инструмента	240
Размер по Шарье	7 СН
Цветовой код	белый

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля AcuSnare.
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.