


Петля для полипэктомии (овальная) AcuSnare SASMM-1 мягкая, одноразовая

РЗН 2014/1825

петля, овальная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм, размер петли 1.0×1.5 см, длина 240 мм, размер по Шарье 7 СН, желтый цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Вид               | петля      |
| Форма петли       | овальная   |
| Плетеная петля    | Да         |
| Диаметр канала    | 2.8 мм     |
| Размер петли      | 1.0×1.5 см |
| Длина инструмента | 240        |
| Размер по Шарье   | 7 СН       |
| Цветовой код      | желтый     |

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля AcuSnare.  
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.