

Петля для полипэктомии (овальная) к гибким эндоскопам П-102

ФСР 2011/10758

петля, овальная, диаметр канала 2.0 мм, диаметр
петли 30 мм

Производство точной медицинской техники ООО,
Россия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	овальная
Диаметр канала	2.0 мм
Диаметр петли	30 мм

Дополнительные характеристики

Инструменты совместимы с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon и аппаратами высокочастотной хирургии.
Длина рабочей части: от 100 мм. до 3500 мм может изменяться по согласованию с заказчиком в соответствии ТУ без изменения стоимости инструмента.