

Петля для полипэктомии серповидная П-96-2

ФСР 2011/10758

петля, серповидная, диаметр канала 2.0 / 2.8 мм,
диаметр петли 30 мм

Производство точной медицинской техники ООО,
Россия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	серповидная
Диаметр канала	2.0 / 2.8 мм
Диаметр петли	30 мм

Дополнительные характеристики

Инструменты совместимы с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon и аппаратами высокочастотной хирургии.

Длина рабочей части: от 100 мм. до 3500 мм может изменяться по согласованию с заказчиком в соответствии ТУ без изменения стоимости инструмента.