

Петля для полипэктомии серповидная средняя к гибким  
эндоскопам код 1104.1

ФСР 2009/06302

петля, серповидная, диаметр канала 2.8 мм, диаметр  
петли 15 мм, длина 2400 мм

Аксиома-Сервис ЗАО, Россия



Характеристики

---

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Вид               | петля       |
| Форма петли       | серповидная |
| Диаметр канала    | 2.8 мм      |
| Диаметр петли     | 15 мм       |
| Длина инструмента | 2400        |