

Петля для полипэктомии (шестигранная) AcuSnare SASMH-1
мягкая, одноразовая

РЗН 2014/1825

петля, шестиугольная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм, размер петли 1.5×2.5 см , длина 240 мм, размер по Шарье 7 СН, красный цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	шестиугольная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	1.5×2.5 см
Длина инструмента	240
Размер по Шарье	7 СН
Цветовой код	красный

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля AcuSnare.
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.