

Петля для полипэктомии (шестигранная) AcuSnare SASH-1 мягкая, одноразовая

РЗН 2014/1825

петля, шестиугольная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм, размер петли 3.0×4.5 см, длина 240 мм, размер по Шарье 7 СН, белый цветовой код

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	шестиугольная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	3.0×4.5 см
Длина инструмента	240
Размер по Шарье	7 СН
Цветовой код	белый

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля AcuSnare.
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.