


Петля для полипэктомии (стандартный овал) Sonnet SSO-25

РЗН 2014/1825

петля, овальная, плетеная, диаметр канала 2.8 мм,
размер петли 2.5×5.5 см, размер по Шарье 7 СН

Cook Medical Europe Ltd., Ирландия



Характеристики

Вид	петля
Форма петли	овальная
Плетеная петля	Да
Диаметр канала	2.8 мм
Размер петли	2.5×5.5 см
Размер по Шарье	7 СН

Дополнительные характеристики

Одноразовая петля Sonnet.
Предназначена для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции. Продается в стерильной упаковке, для одноразового применения.