

Пила ПКТ-М7

ФСР 2012/13857

пила, осциллирующая, проводная, 0-10000
колеб./мин., 200 Вт, 0.95 кг

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	пила
Тип	осциллирующая
Привод	проводная
Частота	0-10000 колеб./мин.
Мощность	200 Вт
Вес	0.95 кг

Описание

ПКТ-М7 – сагиттальная электропила. Позволяет производить качественную резекцию костной ткани и может быть использована в различных областях медицины: в травматологии, ортопедии и гнойной хирургии.

Технические характеристики ПКТ-М7

Частота колебаний режущего инструмента	0-10000 колеб./мин.
Угол колебаний режущего полотна	4°
Мощность	200 Вт
Макс. уровень шума	90 дБ
Повторно-кратковременный режим работы: - продолжительность цикла - продолжительность работы в течение цикла	15 мин. 10 мин.
Масса	- насадка: 0.25 кг - электропривод: 0.7 кг

Комплект поставки:

- Насадка ПКТ-М7 – 1 шт.
- Режущее полотно R72×22 – 2 шт.
- Режущее полотно R72×36 – 2 шт.

- Электропривод – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.