

Пила ПКТ-ВП

ФСР 2012/13857

пила, осциллирующая, аккумуляторная, 0-17000 колеб./мин., 250 Вт, 1.6 кг

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	пила
Тип	осциллирующая
Привод	аккумуляторная
Частота	0-17000 колеб./мин.
Мощность	250 Вт
Вес	1.6 кг

Описание

ПКТ-ВП – сагитальная пила для пиления костной ткани при операциях эндопротезирования суставов и остеотомии. Отвечает современным требованиям в хирургии.

Технические характеристики ПКТ-ВП

Частота колебаний режущего инструмента	0-17000 колеб./мин.
Угол колебаний режущего полотна	4°
Мощность	250 Вт
Макс. уровень шума	90 дБ
Емкость аккумулятора	2100 мА·ч
Масса (с аккумулятором)	1.6 кг

Особенности:

- Простое управление и плавная регулировка частоты осцилляций.
- Пильные полотна толщиной от 0.5 до 1.47 мм.
- Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе, позволяет провести практически любую операцию. Простая смена разряженного аккумулятора.

- ☐ Возможность заблокировать работу пилы от случайного срабатывания одной кнопкой.
- ☐ Пилу можно дезинфицировать и проводить стерилизацию как в автоклаве, так и методами низкотемпературной стерилизации.