

Пила для грудины аккумуляторная ПКТА-2

ФСР 2012/13857

пила, реципрокная, аккумуляторная, 0-1200 циклов/мин., 250 Вт, 1.45 кг

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	пила
Тип	реципрокная
Привод	аккумуляторная
Частота	0-1200 циклов/мин.
Мощность	250 Вт
Вес	1.45 кг

Описание

ПКТА-2 – реципрокная (возвратно-поступательная) пила. Предназначена для пиления костной ткани в хирургических техниках, при которых отсутствует возможность использования сагитальной пилы.

Технические характеристики ПКТА-2

Частота циклов режущего инструмента	0-1200 циклов/мин.
Возвратно-поступательная амплитуда	4 мм
Мощность	250 Вт
Макс. уровень шума	90 дБ
Емкость аккумулятора	1800 мА·ч
Масса (с аккумулятором)	1.45 кг

Особенности:

- ☐ Комплектуется защитным ограничителем глубины пиления.
- ☐ Простое управление и плавная регулировка частоты.
- ☐ Продолжительность работы на одном полностью заряженном аккумуляторе, позволяет провести практически любую операцию. Возможна замена аккумулятора во время операции.

- Предусмотрена возможность заблокировать работу пилы от случайного срабатывания.
- Пилу можно дезинфицировать и проводить стерилизацию в автоклаве, методами низкотемпературной стерилизации.