

Пинцет анатомический СТРУМ 150-014

РЗН 2018/7276

анатомический, прямой профиль, длина 200 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	анатомический
Профиль	прямой
Длина	200 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет анатомический L=200 мм предназначен для захвата и/или переноса материалов в полость рта, внесения и/или удаления из полости рта различных вспомогательных и диагностических принадлежностей (ватные валики, артикуляционная бумага и т.д.), а также для определения подвижности зубов.

Пинцет анатомический используется при манипуляциях с чувствительными тканями, которые могут быть подвержены травматизму при достаточно интенсивном и грубом стороннем механическом воздействии. Мягкое воздействие пинцета при способности прочно удерживать нежные ткани обусловлено наличием мелких насечек на конце инструмента на внутренней стороне.

Пинцет представляет собой неразборное изделие длиной 200 мм, состоящее из двух браншей, сваренных между собой

Максимальная толщина бранша – 1.5 мм. Длина рабочих частей – 15 мм. Кончики рабочих частей пинцета закруглены. На внутренней стороне рабочих частей пинцета нанесена насечка, для надежной фиксации переносимого материала.

В средней части с наружной стороны пинцета есть формовка для удобства удержания.