


Пинцет Медин-Урал для капсулорексиса M375 M375.2 M375.3

ФСР 2009/04976

для раскалывания ядра хрусталика, изогнутый, остроконечный, длина 180 мм, с рифлением

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для раскалывания ядра хрусталика
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	180 мм
Материал	нержавеющая сталь
С рифлением	Да

Дополнительные характеристики

Пинцет для капсулорексиса:

- позволяет производить капсулорексис через тоннельные разрезы 2.0 - 3.5 мм;
- рабочие концы отогнуты на 40°;
- длина общая 108 мм.

Материал: нержавеющая сталь.