

Пинцет Медин-Урал для механической фрагментации М344

ФСР 2009/04976

для раскалывания ядра хрусталика, изогнутый,
остроконечный, длина 80 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для раскалывания ядра хрусталика
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	80 мм
Высота зуба	0.2 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет для капсулорексиса и фрагментации ядер универсальный М344:

- концы бранш отогнуты на 40°;
- зубцы 1х2-0.2 мм;
- длина обшая 80 мм;
- лезвия 10 мм.