

Пинцет Медин-Урал фиксационный М301

ФСР 2009/04976

для фиксации, прямой, остроконечный, длина 82 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации
Тип	прямой
Форма	остроконечный
Длина	82 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ
ПРЯМОЙ
DOUBLE FIXATION
FORCEPS

две точки фиксации
зубцы 1x2 - 0.4 мм
длина общая 82 мм