

Пинцет Медин-Урал капсульный M323 M323.3 M325

ФСР 2009/04976

для капсулотомии, прямой / изогнутый,
остроконечный, длина 75 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для капсулотомии
Тип	прямой / изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	75 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

- Пинцет капсульный M323 M323.3 M325:□
- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 5 мм min;
 - бранши плоские;
 - ширина бранш 10.5 мм;
 - длина общая 75 мм.