

Пинцет Медин-Урал фиксационный склеральный М306 М306.2 М306.3 М307Т М307.2Т М307.3Т

ФСР 2009/04976

для фиксации / склеральный, изогнутый, остроконечный, длина 100 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / склеральный
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	100 мм
Высота зуба	0.7 мм

Дополнительные характеристики

ПИНЦЕТ ФИКСАЦИОННЫЙ СКЛЕРАЛЬНЫЙ
SCLERAL FORCEPS
бланши плоские
зубцы 1х2 - 0.7 мм
ширина бланш 8 мм
длина общая 100 мм