

Пинцет Медин-Урал фиксационный склеральный M329 M329T

ФСР 2009/04976

для удержания медицинской нити / для фиксации /
склеральный, прямой, длина 100 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для удержания медицинской нити / для фиксации / склеральный
Тип	прямой
Длина	100 мм
Высота зуба	0.7 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет фиксационный склеральный для завязывания нитей M329 M329T:

- удерживает медицинскую нить «восемь-десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 8 мм min;
- бранши плоские;
- зубцы 1x2 - 0.7 мм;
- ширина бранш 8 мм;
- длина общая 100 мм.