

Пинцет Медин-Урал склеральный М331.3

ФСР 2009/04976

для фиксации / склеральный, изогнутый, длина 82 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / склеральный
Тип	изогнутый
Длина	82 мм
Высота зуба	0.5 мм

Дополнительные характеристики

- Пинцет склеральный М331.3:
- концы бранш отогнуты на 40°;
 - зубцы 1х2 - 0.5 мм;
 - длина общая 82 мм.