

Пинцет Медин-Урал склеральный М339

ФСР 2009/04976

для фиксации / склеральный, изогнутый, длина 80 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / склеральный
Тип	изогнутый
Длина	80 мм
Высота зуба	0.5 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет склеральный М339:

- с отогнутым кончиком;
- бранши плоские;
- зубцы 1х2 - 0.5 мм;
- ширина бранш 9 мм;
- длина общая 80 мм.