

Пинцет Медин-Урал фиксационный склеральный М340 М305.5

ФСР 2009/04976

для фиксации / роговичный / склеральный, изогнутый,
длина 73 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для фиксации / роговичный / склеральный
Тип	изогнутый
Длина	73 мм
Высота зуба	0.4 мм

Дополнительные характеристики

- Пинцет роговично-склеральный М340 М305.5:
- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 5 мм min с отогнутым кончиком;
 - бранши плоские;
 - зубцы 1х2 - 0.4 мм (зубцы 1х2 - 0.3 мм по требованию заказчика);
 - ширина бранш 10.5 мм;
 - длина общая 73 мм.