

Пинцет хирургический СТРУМ 150-020

РЗН 2018/7276

хирургический, прямой профиль, 1×2 зубый, длина 150 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	хирургический
Профиль	прямой
1×2 зубый	Да
Длина	150 мм

Дополнительные характеристики

Пинцет хирургический L=150 мм предназначен для захвата и/или переноса материалов в полость рта, внесения и/или удаления из полости рта различных вспомогательных и диагностических принадлежностей (ватные валики, артикуляционная бумага и т.д.), а также для определения подвижности зубов. Хирургический пинцет имеет зубцы, которые надежно удерживают мягкотканый лоскут, не приводя к плоскостному сдавливанию тканей.

Пинцет представляет собой неразборное изделие длиной 150 мм, состоящее из двух браншей, сваренных между собой

Максимальная толщина бранша – 1.5 мм. На концах расположены острые зубцы. На внутренней стороне рабочих частей пинцета нанесена насечка, для надежной фиксации переносимого материала.

В средней части с наружной стороны пинцета есть формовка для удобства удержания.