

Пинцет Медин-Урал Ирис М311

ФСР 2009/04976

для удержания медицинской нити, изогнутый / «ирис»,
остроконечный, длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для удержания медицинской нити
Тип	изогнутый / «ирис»
Форма	остроконечный
Длина	70 мм
Высота зуба	0.12 мм

Дополнительные характеристики

- Пинцет Ирис М311:
- концы бранш отогнуты на 40°;
 - зубцы 1х2 - 0.12 мм;
 - длина общая 70 мм;
 - отогнутой части 10 мм.