

Пинцет Медин-Урал Ирис М342

ФСР 2009/04976

для операций на глазном яблоке, изогнутый / «ирис»,
остроконечный, длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для операций на глазном яблоке
Тип	изогнутый / «ирис»
Форма	остроконечный
Длина	70 мм
Высота зуба	0.12 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

- Пинцет Ирис М342:
- концы бранш отогнуты на 40°
 - зубцы 1х2 - 0.12 мм
 - длина общая 70 мм
 - отогнутой части 7 мм