

Пинцет Медин-Урал ирис М346.6 М346.61 М346.62

ФСР 2009/04976

шовный, прямой / изогнутый / «ирис», с зубчиками,
длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой / изогнутый / «ирис»
Форма	с зубчиками
Длина	70 мм
Высота зуба	0.065 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет Ирис деликатный М346.6 М346.61 М346.62	
- удерживает медицинскую нить «десять нулей» на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min;	
- бранши плоские;	
- зубцы 1х2 - 0.065 мм;	
- ширина бранш 6 мм;	
- длина общая 70 мм.	