

Пинцет Медин-Урал Ирис М346 М346.1 М346.2

ФСР 2009/04976

шовный, прямой / изогнутый / «ирис», с зубчиками,
длина 70 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	шовный
Тип	прямой / изогнутый / «ирис»
Форма	с зубчиками
Длина	70 мм
Высота зуба	0.1 мм

Дополнительные характеристики

- Пинцет Ирис шовный М346 М346.1 М346.2:□
- удерживает медицинскую нить "десять нулей" на всей длине смыкания рабочих концов - 6 мм min;
 - бранши плоские;
 - зубцы 1х2 - 0.1 мм;
 - ширина бранш 6 мм;
 - длина общая 70 мм.