

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М350 (Т)

ФСР 2009/04976

для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,
длина 180 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	180 мм
Высота зуба	90 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет для имплантации ИОЛ М350 (Т):□□

- для фиксации дужек ИОЛ;
- бранши плоские;
- ширина бранш 8 мм;
- длина общая 90 мм.