

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М360Т (St)

ФСР 2009/04976

для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,
длина 90 мм, пружинный

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	90 мм
Материал	нержавеющая сталь
Пружинный	Да

Дополнительные характеристики

Пинцет для имплантации ИОЛ М360Т (St):

- пружинный;
 - бранши плоские;
 - длина рабочих губок 3 мм;
 - ширина бранш 8 мм;
 - длина общая 90 мм.
- Материал: нержавеющая сталь.