

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М363Т (St)

ФСР 2009/04976

для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,
длина 100 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	100 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

- Пинцет для имплантации ИОЛ М363Т (St): □
- для имплантации гибких гидрофобных ИОЛ;
 - бранши плоские;
 - рабочие концы изогнуты по форме ИОЛ;
 - длина концов 10 мм;
 - ширина бранш 8 мм;
 - длина общая 100 мм.