

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М364Т (St)

ФСР 2009/04976

для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,
длина 100 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	100 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет для имплантации ИОЛ М364Т (St):
- для имплантации гибких гидрофильных ИОЛ;
- бранши плоские;
- рабочие концы изогнуты по форме ИОЛ;
- длина концов 10 мм;
- ширина бранш 8 мм;
- длина общая 100 мм.
Материал: нержавеющая сталь.