

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М365

ФСР 2009/04976

для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,
длина 110 мм, с направляющим штифтом

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	110 мм
Материал	титан
С направляющим штифтом	Да

Дополнительные характеристики

Пинцет для сгибания акриловых и силиконовых ИОЛ с ограничителем.
Длина общая 110 мм.