

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М366Т (St)

ФСР 2009/04976



для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,
длина 100 мм, с направляющим штифтом

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	100 мм
Материал	нержавеющая сталь
С направляющим штифтом	Да

Дополнительные характеристики

Пинцет для имплантации ИОЛ М366Т (St)□
- для имплантации заднекамерных ИОЛ
- бранши плоские
- длина концов 10 мм
- ширина бранш 8 мм
- длина общая 100 мм
Материал: нержавеющая сталь.