

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ M367T (St)

ФСР 2009/04976



для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,
длина 100 мм

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Назначение	для имплантации ИОЛ
Тип	изогнутый
Форма	остроконечный
Длина	100 мм
Материал	нержавеющая сталь

Дополнительные характеристики

Пинцет для имплантации ИОЛ M367T (St):

- для имплантации переднекамерных ИОЛ;
- бранши плоские;
- длина концов 10 мм;
- ширина бранш 8 мм;
- длина общая 100 мм.

Материал: нержавеющая сталь.