

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М368Т

ФСР 2009/04976

для имплантации ИОЛ, изогнутый, остроконечный,  
длина 110 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Назначение | для имплантации ИОЛ |
| Тип        | изогнутый           |
| Форма      | остроконечный       |
| Длина      | 110 мм              |
| Материал   | титан               |

Дополнительные характеристики

Пинцет для сгибания акриловых и силиконовых ИОЛ с ограничителем М368Т.  
Длина общая 110 мм.