

Пинцет Медин-Урал для имплантации ИОЛ М370 М370Т (St)  
М370Т (D,St)

ФСР 2009/04976

для имплантации ИОЛ, прямой, тупоконечный, длина  
120 мм

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Назначение | для имплантации ИОЛ       |
| Тип        | прямой                    |
| Форма      | тупоконечный              |
| Длина      | 120 мм                    |
| Материал   | нержавеющая сталь / титан |

Дополнительные характеристики

- Пинцет для имплантации ИОЛ М370Т (D,St) - покрытие DLC
- для установки ИОЛ в картриджи А, В, С, D Alcon;
  - бранши плоские;
  - рабочие концы прямые, с пазами;
  - ширина бранш 8 мм;
  - длина общая 120 мм.